



Rigid splints with flexible internal structure  
Steccobende rigide con anima flessibile

Manually immobilise the injured limb in either the analgesic position or maintaining the patient's position. Prepare a Blue Splint/Blue Splint Pro which is the correct size for the limb (it must cover both the articulation above and below the fractured bone). Bend and adapt the metal bar inside to follow the morphology of the injured limb.

Immobilizzare l'arto lesa manualmente, nella posizione antalgica o nella posizione di reperimento. Preparare la Blue Splint/Blue Splint Pro della misura idonea all'arto (deve comprendere le articolazioni a valle e a monte dell'osso fratturato). Piegare la barra metallica interna adattandola alla morfologia dell'arto.

With care apply the splint keeping the metal bar under the limb. Close the Velcro® straps or the buckles starting from the distal area and making sure that it is not too tight in the injury area.

Applicare delicatamente la steccobenda, mantenendo la barra metallica interna al di sotto dell'arto. Chiudere i fissaggi in Velcro® o le fibbie partendo dalla porzione distale e verificando di non comprimere il punto di lesione.

Follow the same procedure for the upper and the lower limbs.  
Procedere allo stesso modo sia per l'immobilizzazione dell'arto inferiore, sia dell'arto superiore.

More than one Blue Splint/Blue Splint Pro can be applied on the same limb so as to increase the immobilized area.  
Applicare più Blue Splint/Blue Splint Pro sullo stesso arto contemporaneamente per aumentare l'immobilizzazione ed estenderne l'effetto.

The Blue Splints/Blue Splints Pro are extremely light and can be overlapped with each other to create an infinity of configurations and solutions. They can be used for any size of adult or child.  
Le Blue Splint/Blue Splint Pro sono estremamente leggere e possono sovrapporsi l'una all'altra creando un'infinità di configurazioni e soluzioni. Possono essere utilizzate per adulti e bambini di tutte le dimensioni.

The arm and forearm splints can also be used as an armrest during intra-venous infusions.  
La steccobenda per gomito/caviglia/ginocchio può essere utilizzata anche come fermabraccio durante le infusioni venose.

Cleaning can be carried out using alcohol or other neutral disinfectants. Before machine washing, it is necessary to remove the metal core. The straps of the Blue Splint Pro model must be closed before machine washing.  
La pulizia può essere fatta a freddo con alcool o disinfettanti neutri. Prima di effettuare il lavaggio in lavatrice, è necessario rimuovere la barra metallica interna. Assicurarsi inoltre di avere chiuso le due parti delle fibbie maschio e femmina nel modello Blue Splint Pro.

Férulas rígidas con alma flexible  
Attelles rigides avec armature modelable

Inmovilizar el miembro herido manualmente, en la posición antiálgica o en la posición de localización. Preparar la Blue Splint/Blue Splint Pro con la medida ajustada al miembro (debe incluir desde principio a fin el hueso fracturado). Plegar la varilla metálica interna adaptandola a la morfología del miembro.

Immobiliser manuellement le membre fracturé, en position antalgique ou en position dans la quelle se trouve le membre. Utiliser la Blue Splint/Blue Splint Pro de la taille adéquate au membre (doit inclure les articulations aval et en amont de l'os fracturé). Plier la tige métallique qui se trouve à l'intérieur de l'attelle l'adaptant à la morphologie du membre.

Aplicar delicadamente la férula, manteniendo la varilla metálica interna abajo del miembro. Cerrar las fijaciones de Velcro® o las hebillas comenzando por la parte distal y asegurando que no se comprima el punto herido.

Appliquer délicatement l'attelle, en gardant la tige métallique intérieure en dessous du membre. Fermer les bandes en Velcro® ou les boucles plastique en partant de la portion distale en vérifiant de ne pas comprimer le point fracturé.

Proceder de la misma manera tanto para la inmovilización del miembro inferior como para el superior.  
Procéder de la même façon pour l'immobilisation du membre inférieur, et du membre supérieur.

Aplicar distintas Blue Splint/Blue Splint Pro sobre el mismo miembro contemporaneamente para aumentar la inmovilización y extender el efecto.  
Appliquer simultanément plusieurs Blue Splint/Blue Splint Pro sur le même membre pour augmenter l'immobilisation et multiplier l'effet.

Las Blue Splint/Blue Splint Pro son muy ligeras y se pueden sobreponer las unas a las otras creando una infinidad de configuraciones y soluciones. Pueden usarse en adultos y niños de todas las tallas.  
Les Blue Splint/Blue Splint Pro sont extrêmement légères et peuvent se positionner l'une sur l'autre en créant une infinité de configurations et solutions. Elle peuvent être utilisées chez l'adulte et chez l'enfant.

La férula para codo/tobillo/rodilla puede ser utilizada incluso como inmovilizador de brazo durante las infusiones venosas.  
L'attelle pour le bras ou l'avant-bras peut être aussi utilisée comme accoudoir pour perfusions.

Las ferulas se pueden limpiar con alcol o desinfectantes neutros. Quitando el alma interno, se pueden lavar en lavadora. Para las Blue Splint Pro, enganchar las dos partes de las hebillas macho y hembra para proceder al lavado en lavadora.  
Le nettoyage peut se faire à froid avec de l'alcool ou d'autres désinfectant neutres. En retirant l'âme métallique les attelles peuvent se laver à la machine à laver. Pour les Blue Splint Pro, vérifier que les boucles plastiques soient fermées.

Main components  
Componenti principali

Componentes principales  
Pièces principales





## User's Manual

This appliance conforms with the Directive 93/42/CEE "Medical Devices".  
Guarantee of Quality system for the production and the final control of the products certified by the notifying body TÜV Product Service GmbH.

### 1 GENERAL INFORMATION






#### 1.1 Aim and contents

The aim of this manual is to supply all the information necessary so that the client, will not only attain adequate use of the appliance, he will also be capable of using the instrument in the most autonomous and secure way possible. This includes information regarding technical aspects, functioning, maintenance, spare parts and safety.

#### 1.2 Conservation of the instruction manual

The instruction and maintenance manual must be kept with the product, inside the specially provided container and above all, away from any substances or liquids which could compromise perfect legibility.

#### 1.3 Symbols used

	General or specific warning
	See instructions for use
	Lot number
	Product code
	Product compliant with specifications of the Directive 93/42/CEE

#### 1.4 Servicing request

For any information regarding the use, maintenance and installation, please contact the Spencer Customer Care Service on tel. 0039 0521 541111, fax 0039 0521 541222, e-mail info@spencer.it or write to Spencer Italia S.r.l. - Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) - ITALY.

#### 1.5 Demolition

Follow the current regulations.

#### 1.6 Labelling

The serial number as indicated below can be found on each appliance and must not be removed or covered. In order to facilitate assistance please indicate or communicate the lot number (LOT) on the label.

### 2 WARNINGS

#### 2.1 General warnings

- Before carrying out any kind of operation on the appliance, the operator must carefully read the enclosed instructions, paying particular attention to the correct safety precautions and to the procedures to be followed for installation and for correct use.
- In the case of any doubts as to the correct interpretation of the instructions, please contact Spencer Italia S.r.l. for any necessary clarifications.
- Regularly check the appliance.
- In the case of any abnormalities or damage to the appliance, which could jeopardize the functioning and the safety, the appliance must be immediately removed from service.
- Do not alter or modify in any way the appliance; any such interference could cause malfunctions and injury to the patient and/or rescuer.
- The appliance must not in any way be tampered with. In such cases all responsibility will be denied for any malfunctions or injuries caused by the appliance itself.
- Those who modify or have modified, prepare or have prepared medical appliances in such a way that they no longer serve the purpose for which they were intended, or no longer supply the intended service, must satisfy the valid conditions for the introduction onto the market.
- Ensure that all the necessary precautions are taken in order to avoid the hazards that can arise as the result of contact with blood or body fluids.
- Handle with care.

#### 2.2 Specific warnings

- The product must be used by trained personnel only.
  - If any failure or incorrect functioning of the device is detected, it must be immediately substituted with a similar item so that the rescue procedures are guaranteed without any interruption.
  - When the device is being used, the assistance of qualified staff must be guaranteed.
  - The splint must be applied by at least two trained operators, with good practical sense and common sense.
  - Before modelling the splint, evaluate the application in relation to the visibility of wounds or fractures.
  - The device should not be exposed nor get in contact with heat sources or flammable agents.
  - Use the device only as described in this manual.
  - Always check the integrity of all the parts of the device before use.
- #### 2.3 Contraindications and side effects
- The use of this device, if used as described in this manual, does not present any contraindications or collateral effects.

### 3 PRODUCT DESCRIPTION

#### 3.1 Intended use

Blue Splint/Blue Splint Pro are flexible splints designed to immobilize dislocated or sprained limbs. They can be adapted to the various positions indicated for the pathology and are quick to apply. They are not bulky once applied and they do not increase the patient's inertial mass. Their flexibility is due to the possibility of shaping the metal core inside the Blue Splint/Blue Splint Pro in order to adapt it to the shape of the limb to immobilize in order to position the limb in a reliable manner for stability during transport. Each splint can therefore be adapted to the fracture type and the rescuer does not have to bother to reduce the dimensions. This permits transport of injured limbs in angled pathological position which will guarantee the correct limitation of movement in all directions. The closures in Velcro® (for Blue Splint) or with the rapid adjustment and closure system (Blue Splint Pro) are quick to apply and are easily adapted to the various patient sizes. Use of the various sizes offers the possibility to immobilize multiple fractures. Stored in their special transport bag, or applied to the patient, the Blue Splint/Blue Splint Pro are characterised by their particularly reduced volume which makes them ideal for any type of operation in any condition. The patient cannot intervene on the device in any way.

#### 3.2 Main components (fig. 8)

- A Nyprene structure (the outside part is blue, the inside is black)  
B Velcro® closures (the orange webbing highlights the top part, the blue webbing is used for the other points)  
C Quick-release and regulation closures (nylon webbing with integrated regulator)  
D Flexible inside structure made of a tempered ergal profile  
E Ripstop carrying case
- #### 3.3 Models
- JM80003A Blue Splint leg  
JM80004A Blue Splint arm  
JM80005A Blue Splint forearm  
JM80006A Blue Splint wrist  
JM80007A Blue Splint elbow/ankle  
JM80002A Blue Splint Kit 5 sizes with bag  
JM80030A Blue Splint Pro leg  
JM80031A Blue Splint Pro arm  
JM80032A Blue Splint Pro forearm  
JM80033A Blue Splint Pro wrist  
JM80034A Blue Splint Pro elbow/ankle  
JM80035A Blue Splint Pro Kit 5 sizes with bag
- #### 3.4 Technical data
- Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro leg: 578 x 420 mm  
Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro arm: 582 x 290 mm  
Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro forearm: 387 x 300 mm  
Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro wrist: 302 x 255 mm  
Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro elbow/ankle: 540 x 305 mm  
Dimensions Blue Splint Kit: 640 x 100 x h310 mm  
Dimensions Blue Splint Pro Kit: 680 x 80 x h350 mm  
Weight Blue Splint Kit: 1.5 kg  
Weight Blue Splint Pro Kit: 2.1 kg  
Functioning temperature: from -40 to +60 °C  
Storage temperature: from -40 to +86 °C  
Relative humidity: from 30 to 75%  
Les Blue Splint/Blue Splint Pro are manufactured in a material which permits excellent thermal isolation of the immobilised limb and they permit the application of localised pressure on the fixing points. The use of Velcro® (or of the rapid adjustment and attachment system) with the elastic properties of the Nyprene material permit complete control of compression aided by the elastic properties of the material. All materials used are long lasting and 100% impermeable.

### 4 OPERATING INSTRUCTIONS

#### 4.1 Transport and storage

Before transporting the appliance, make sure that it is correctly packaged ensuring also that there are no risks of shocks, bumps or falls during the transport itself. Keep the original packaging for use in case of any further transport. Damage to the appliance caused during transport and handling is not covered by the guarantee. Repairs or replacement of the damaged parts are the responsibility of the client. The appliance must be stored in a dry place free from humidity. Blue Splint must be stored in the purpose made bag making sure that the Velcro® strips are correctly positioned so as to reduce the wearing effect of the tape and in order to avoid the splints sticking together which would not only reduce their lifespan but would also make removal from the transport bag more difficult.

#### 4.2 Preparation

On receipt of the product:

- remove the packaging and display the material so that all components are visible
  - check that all the components/pieces on the accompanying list are present
- The appliance must be checked before every use so as to reveal any working abnormalities and/or damage caused by transport and/or storage.

#### 4.3 Functioning

See back.

#### 4.4 Troubleshooting

##### Problem

1. Closure is insufficient
2. The metal core inside has lost its functional characteristics

##### Cause

1. Closing system is worn out
2. Wear and tear

##### Remedy

- 1-2. Put immediately the device out of service and contact the service centre

### 5 MAINTENANCE AND CLEANING

#### 5.1 Cleaning

Can be carried out using alcohol or other neutral disinfectants. If the metal core is removed, they can be machine washed at the maximum temperature of 40 °C. The straps of the Blue Splint Pro must not be closed before machine washing.

#### 5.2 Maintenance

##### 5.2.1 Precautionary Maintenance

The person responsible for every day maintenance can only substitute the spare parts indicated on paragraph 6.2 "Spare Parts". All other substitutions or repairs can be carried out only by the manufacturer or by a centre authorised by the manufacturer.

The device does not require programmed servicing.

##### 5.2.2 Special servicing

Only the manufacturer or centres with written authorisation are authorised to complete any special servicing operations. For any operations that are not carried out directly by the manufacturer but by an authorised centre, we have to underline that a report regarding all operations carried out must be requested. This will permit both Spencer Italia S.r.l. and the end user to keep a log book regarding the operations carried out on the device. The device, if used as indicated in the following instruction manual, has an average life span of 5 years. The life span can be expanded only following a general revision of the product that must be carried out by the manufacturer or by a centre authorised by the manufacturer.

### 6 ACCESSORIES AND SPARE PARTS

#### 6.1 Accessories

JM80008A Ripstop carrying case

#### 6.2 Spare parts

JM80014A Metal profile for arm splint  
JM80015A Metal profile for forearm splint  
JM80016A Metal profile for wrist splint  
JM80017A Metal profile for elbow/ankle splint  
JM80018A Metal profile for leg splint

## Manuale d'Uso e Manutenzione

Si dichiara che il dispositivo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici".  
Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato TÜV Product Service GmbH.

### 1 INFORMAZIONI GENERALI






#### 1.1 Scopo e contenuto

Questo manuale d'uso ha lo scopo di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie affinché, oltre ad utilizzare adeguatamente il dispositivo, sia in grado di gestire lo strumento nel modo più autonomo e sicuro possibile. Esso comprende informazioni inerenti l'aspetto tecnico, il funzionamento, la manutenzione, i ricambi e la sicurezza.

#### 1.2 Conservazione del manuale d'uso

Il manuale d'uso e manutenzione deve essere conservato nelle vicinanze del prodotto, all'interno di un apposito contenitore e soprattutto al riparo da qualsiasi elemento o sostanza che ne possa compromettere la perfetta leggibilità.

#### 1.3 Simboli utilizzati

	Avvertenze generali e/o specifiche
	Consultare istruzioni d'uso
	Numero di lotto
	Codice identificativo del prodotto
	Prodotto conforme ai requisiti previsti nella Direttiva 93/42/CEE

#### 1.4 Richiesta di assistenza

Per qualsiasi tipo di informazione relativa alla corretta interpretazione delle istruzioni, all'uso, alla manutenzione, all'installazione o al reso, contattare il Servizio Assistenza Clienti Spencer tel. 0039 0521 541111, fax 0039 0521 541222, e-mail info@spencer.it oppure scrivere a Spencer Italia S.r.l. - Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) - ITALY.

#### 1.5 Smaltimento

Attenersi alle norme vigenti.

#### 1.6 Targhe

Le targhe sono localizzabili sul dispositivo e/o sulla confezione e non devono essere rimosse o coperte. Per agevolare le operazioni di assistenza indicare sempre il numero di lotto (LOT) riportato sulla targ.

### 2 AVVERTENZE

#### 2.1 Avvertenze generali

- Prima di effettuare qualsiasi operazione sul dispositivo, gli operatori devono leggere attentamente le istruzioni contenute nella presente pubblicazione, con particolare attenzione riguardo alle opportune precauzioni per la sicurezza ed alle metodologie d'installazione ed impiego.
- In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, contattare Spencer Italia S.r.l. per ottenere i necessari chiarimenti.
- Controllare regolarmente il dispositivo.
- In caso di anomalie o danni che possano compromettere la funzionalità e la sicurezza del dispositivo, è necessario togliere immediatamente il dispositivo dal servizio.
- Non alterare o modificare arbitrariamente il dispositivo; la modifica potrebbe provocare il funzionamento imprevedibile e danni al paziente o ai soccorritori.
- Il dispositivo non deve subire alcuna manomissione, in caso contrario si declina ogni responsabilità sul corretto funzionamento o su eventuali danni provocati dal dispositivo stesso.
- Chi modifica o fa modificare oppure riapronta o fa riaprontare dispositivi medici in modo tale che non servano più allo scopo previsto o non forniscono più la prestazione prevista, deve soddisfare le condizioni valide per la prima immissione in commercio.
- Assicurarsi di aver adottato ogni precauzione al fine di evitare pericoli derivanti dal contatto con sangue o secreti corporei.
- Maneggiare con cura.

#### 2.2 Avvertenze specifiche

- Il dispositivo deve essere utilizzato solamente da personale addestrato.
  - Nel caso di ravvisato malfunzionamento del dispositivo, è necessario utilizzare immediatamente un prodotto analogo, al fine di garantire la continuità delle operazioni di soccorso.
  - Durante l'utilizzo del dispositivo deve essere garantita l'assistenza di personale qualificato.
  - La stecobenda deve essere applicata da almeno due soccorritori addestrati, dotati di buona manualità e buon senso.
  - Prima di sgombrare la stecobenda valutare l'applicazione in funzione della visibilità di eventuali ferite o del punto di frattura.
  - Il dispositivo non deve essere esposto e tanto meno venire in contatto con fonti termiche di combustione ed agenti infiammabili.
  - Utilizzare il dispositivo solamente come descritto nel presente manuale.
  - Verificare sempre l'integrità di tutte le parti prima dell'utilizzo.
- #### 2.3 Controindicazioni ed effetti collaterali
- L'utilizzo di questo dispositivo, se effettuato come descritto nel presente manuale d'uso, non presenta particolari controindicazioni o effetti collaterali.

### 3 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### 3.1 Destinazione d'uso

Le Blue Splint/Blue Splint Pro sono stecobende deformabili dedicate al trattamento di immobilizzazione degli arti soggetti a lussazioni e distorsioni. Sono adattabili alle diverse posizioni patologiche e di rapida applicazione. Permettono di evitare l'incremento dell'ingombro della parte e l'aumento della massa inerziale del paziente. Il principio della deformazione si basa sulla possibilità di sagomare l'anima metallica delle Blue Splint/Blue Splint Pro confrontandola con la posizione dell'arto da immobilizzare, consentendo stabilità efficace per il rispetto di ogni stecobenda può così essere adattata all'angolo di frattura evitando al soccorritore la necessità di inopportune riduzioni. Questo consente di immobilizzare anche arti con posizioni patologiche angolate, garantendo un buon grado di limitazione della mobilità in ogni direzione del moto. Le chiusure in Velcro® (modello Blue Splint) o con aggancio e regolazione rapida (modello Blue Splint Pro) consentono una veloce applicazione e un'ottima adattabilità alle differenti morfologie. Abbinando opportunamente più stecobende si possono immobilizzare efficacemente anche fratture multiple.

Alloggiate all'interno della sacca di trasporto dedicata oppure applicate al paziente le Blue Splint/Blue Splint Pro si caratterizzano per un ingombro particolarmente ridotto, che le rende ideali per interventi in qualsiasi situazione. Non è previsto che il paziente possa intervenire sul dispositivo.

#### 3.2 Componenti principali (fig. 8)

- A Struttura in Nyprene (parte esterna blu, parte interna nera)  
B Chiusure in Velcro® (nastro arancione per identificare la parte superiore, nastro blu nella parte prossimale)  
C Chiusure con aggancio e regolazione rapida (fibbie in nylon con regolatore integrato)  
D Anima flessibile costituita da un profilo di ergal temprato  
E Sacca di trasporto in Ripstop
- #### 3.3 Modelli
- JM80003A Blue Splint gamba  
JM80004A Blue Splint braccio  
JM80005A Blue Splint avambraccio  
JM80006A Blue Splint polso  
JM80007A Blue Splint gomito/caviglia  
JM80002A Blue Splint Kit 5 misure con sacca  
JM80030A Blue Splint Pro gamba  
JM80031A Blue Splint Pro braccio  
JM80032A Blue Splint Pro avambraccio  
JM80033A Blue Splint Pro polso  
JM80034A Blue Splint Pro gomito/caviglia  
JM80035A Blue Splint Pro Kit 5 misure con sacca
- #### 3.4 Dati tecnici
- Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro gamba: 578 x 420 mm  
Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro braccio: 582 x 290 mm  
Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro avambraccio: 387 x 300 mm  
Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro polso: 302 x 255 mm  
Dimensions Blue Splint/Blue Splint Pro gomito/caviglia: 540 x 305 mm  
Dimensions Blue Splint Kit: 640 x 100 x h310 mm  
Dimensions Blue Splint Pro Kit: 680 x 80 x h350 mm  
Peso Blue Splint Kit: 1.5 kg  
Peso Blue Splint Pro Kit: 2.1 kg  
Temperatura di utilizzo: da -40 a +60 °C  
Temperatura di stoccaggio: da -40 a +86 °C  
Umidità relativa: da 30 a 75%  
Le Blue Splint/Blue Splint Pro sono realizzate con materiali che consentono un ottimo isolamento termico dell'arto immobilizzato e permettono applicazioni prive di pressioni localizzate sui punti di serraggio. Il controllo completo della compressione avviene tramite l'utilizzo del Velcro® (o del sistema ad aggancio rapido) e del Nyprene, tessuto che consente di scartare con effetto elastico la pressione dell'immobilizzazione sulla ferita. I materiali utilizzati sono caratterizzati da lunga durata ed impermeabilità al 100%.

	Avvertenze generali e/o specifiche
	Consultare istruzioni d'uso
	Numero di lotto
	Codice identificativo del prodotto
	Prodotto conforme ai requisiti previsti nella Direttiva 93/42/CEE

### 4 ISTRUZIONI OPERATIVE

#### 4.1 Trasporto e stoccaggio

Prima di effettuare il trasporto del dispositivo assicurarsi di averlo imballato adeguatamente e di essersi adoperati affinché non sussistano rischi di urti o cadute durante il trasporto. Conservare l'imballaggio originale per eventuali successivi trasporti. Danni al dispositivo causati durante il trasporto e la movimentazione non sono coperti da garanzia. Riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate sono a carico del cliente. Lo stoccaggio deve avvenire in luoghi asciutti e privi di umidità. Per il modello Blue Splint, riporre le stecobende nell'apposita sacca facendo aderire le corrispondenti strisce di Velcro® in modo da ridurre l'usura, impedire involontarie adesioni tra le stecobende e facilitarne l'estrazione dalla sacca.

#### 4.2 Preparazione

Al ricevimento del prodotto:

- rimuovere l'imballaggio e disporre il materiale in modo visibile
  - controllare tutti i pezzi compresi nella lista di accompagnamento
- Il dispositivo va controllato prima di ogni messa in servizio, in modo da poter rilevare anomalie di funzionamento e/o danni dovuti al trasporto e/o immagazzinamento.

#### 4.3 Funzionamento

Vedere retro.

#### 4.4 Gestione guasti

##### Problema

1. Serraggio inefficiente
2. Perdita caratteristiche funzionali della barra metallica interna

##### Causa

1. Sistemi di chiusura usurati
2. Usura

##### Rimedio

- 1-2. Mettere immediatamente il dispositivo fuori servizio e contattare il centro di assistenza

### 5 MANUTENZIONE E PULIZIA

#### 5.1 Pulizia

Può essere fatta a freddo con alcool o disinfettanti neutri. Togliendo l'anima interna le stecobende possono essere lavate in lavatrice fino a un massimo di 40 °C. Per le Blue Splint Pro, agganciare le due parti (dopo le fibbie maschio e femmina prima di procedere al lavaggio in lavatrice).

#### 5.2 Manutenzione

##### 5.2.1 Manutenzione ordinaria

Il soggetto a cui viene affidata la manutenzione ordinaria può sostituire solo i ricambi indicati al paragrafo 6.2 "Ricambi". Per le altre attività di sostituzione/riparazione rivolgersi al fabbricante o ad un centro autorizzato da quest'ultimo.

Il dispositivo non richiede una revisione programmata.

##### 5.2.2 Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria può essere eseguita solo dal fabbricante o da centri autorizzati dal fabbricante stesso. Per gli interventi non effettuati dal fabbricante, ma da un centro autorizzato, vi ricordiamo che è necessario richiedere un report relativo all'attività svolta. Questo permetterà sia a Spencer Italia S.r.l. che all'utilizzatore di tracciare nel tempo tutti gli interventi effettuati. Il dispositivo, se utilizzato come riportato nelle seguenti istruzioni, ha un tempo di vita medio di 5 anni. Il tempo di vita può essere prorogato solo in seguito ad una revisione generale eseguita dal fabbricante o da un centro autorizzato da quest'ultimo.

### 6 ACCESSORI E RICAMBI

#### 6.1 Accessori

JM80008A Sacca di trasporto in Ripstop

#### 6.2 Ricambi

JM80014A Barra metallica stecobenda braccio  
JM80015A Barra metallica stecobenda avambraccio  
JM80016A Barra metallica stecobenda polso  
JM80017A Barra metallica stecobenda gomito/caviglia  
JM80018A Barra metallica stecobenda gamba

## Manual de Uso y Manutención

Se declara que el dispositivo es conforme a la Directiva 93/42/CEE "Dispositivos Médicos".  
Sistema de Garantía de Calidad para la producción y el control final de los productos certificado por el organismo notificado TÜV Product Service GmbH.

### 1 INFORMACIONES GENERALES






#### 1.1 Fin y contenido

Este manual tiene la finalidad de dar al cliente todas las informaciones necesarias en manera que, además de un adecuado uso del dispositivo, sea capaz de manejar el mecanismo en el modo más autónomo y seguro posible. Este manual contiene informaciones referentes el aspecto técnico, el funcionamiento, la mantención, los recambios y la seguridad.

#### 1.2 Conservación del manual de uso

El manual de uso y mantención debe ser conservado en las cercanías del producto, dentro de un estuche apropiado y, sobretodo, al amparo de cualquier elemento o sustancia que pueda comprometer la perfecta legibilidad.

#### 1.3 Símbolos utilizados

	Advertencias generales y/o específicas
	Consultar el manual del usuario
	Número de lote
	Código identificativo del producto
	Producto conforme a los requisitos previstos en la Directiva 93/42/CEE

#### 1.4 Pedido de asistencia

Para cualquier tipo de información relativa a la correcta interpretación de las instrucciones, al uso, a la mantención, a la instalación, a la devolución, contactar el Servicio Asistencia Clientes Spencer al número 0039 0521 541111, fax 0039 0521 541222, e-mail info@spencer.it o bien escribir a Spencer Italia S.r.l. - Strada Cavi, 7 - 43044 Collecchio (Parma) - ITALY.

#### 1.5 Descarte

Atenderse a las normas vigentes.

#### 1.6 Placas

Las placas indicadas están colocadas sobre el dispositivo y no deben ser quitadas o cubiertas. Para facilitar las operaciones de asistencia indicar o comunicar siempre el número de lote (LOT) indicado en la placa.

### 2 ADVERTENCIAS

#### 2.1 Advertencias generales

- Antes de efectuar cualquier operación sobre el dispositivo, los operadores deben leer atentamente las instrucciones contenidas en la presente publicación, con particular atención a cuanto se refiere a las oportunas precauciones de seguridad y a las metodologías de instalación y empleo.
  - En caso de dudas sobre la correcta interpretación de las instrucciones, contactar Spencer Italia S.r.l. para obtener las aclaraciones necesarias.
  - Controlar con regularidad el dispositivo.
  - En caso de anomalías o daños que puedan comprometer la funcionalidad y la seguridad del dispositivo es necesario retirar inmediatamente el dispositivo del servicio.
  - No alterar o modificar arbitrariamente el dispositivo; la modificación podría provocar el funcionamiento imprevisto y daños al paciente o a los socorredores.
  - El dispositivo no debe sufrir alguna adulteración, en caso contrario se declina toda responsabilidad sobre el correcto funcionamiento o sobre eventuales daños provocados por el mismo dispositivo.
  - Quien modifica o hace modificar o bien prepara o hace preparar dispositivos médicos en manera tal que no sirvan más al uso previsto o no proporcionen más el servicio previsto debe satisfacer las condiciones válidas para la primera entrada en comercio.
  - Asegurarse de haber adoptado toda precaución al fin de evitar peligros derivados del contacto con sangre o secreciones corporales.
  - Usar con cuidado.
- #### 2.2 Advertencias específicas
- El producto debe ser utilizado solamente por personal entrenado.
  - En caso de que haya un mal funcionamiento del dispositivo, es necesario usar inmediatamente un producto análogo, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones de rescate.
  - Durante el uso del dispositivo se debe garantizar la presencia de personal calificado.
  - La férula de ser empleada por lo menos por dos operadores entrenados, que tengan una buena manualidad y sentido común.
  - Antes de armar la férula evaluar la aplicación según la visibilidad de eventuales heridas o del punto de fractura.
  - El dispositivo no debe ser expuesto y mucho menos entrar en contacto con fuentes térmicas de combustión o agentes inflamables.
  - Utilizar el dispositivo solamente como indicado en este manual.
  - Verificar siempre la integridad de todas las partes antes del uso.

#### 2.3 Controindicaciones y efectos colaterales

El uso de este dispositivo, si efectuado como indicado en el presente manual de uso, no presenta controindicaciones o efectos colaterales.

### 3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### 3.1 Destinación de uso

Las Blue Splint/Blue Splint Pro son férulas modelables para el tratamiento de inmovilización de los miembros susceptibles a luxaciones y distorsiones. Se pueden adaptar a las diferentes posiciones patológicas y de rápida aplicación. Evitan que la masa inercial del paciente aumente disminuyendo el volumen y facilitando el movimiento del paciente. El principio de la deformación se basa en la posibilidad de modelar el alma metálica de las Blue Splint/Blue Splint Pro de acuerdo a la posición del miembro que se debe inmovilizar dando una estabilidad eficaz para el transporte. Cada férula por tanto se puede adaptar al ángulo de fractura evitando al socorredor la necesidad de inportunas reducciones. Incluso, esto permite inmovilizar también miembros con posiciones patológicas anguladas asegurando un buen nivel de limitación de la movilidad en cada dirección del movimiento. Los cierres de Velcro® (modelo Blue Splint) o con enganche y regulación rápidos (modelo Blue Splint Pro) agilizan la aplicación rápidamente y facilitan una adaptabilidad óptima a las diferentes morfologías. Uniendo oportunamente férulas diversas se pueden inmovilizar la mano eficaz también fracturas múltiples. Colocadas dentro de su propia bolsa de transporte o aplicadas al paciente, las Blue Splint/Blue Splint Pro se caracterizan por un tamaño particularmente reducido que las vuelve ideales para intervenciones en cualquier situación. No ha sido previsto que el paciente pueda intervenir sobre el dispositivo.

#### 3.2 Componentes principales (fig. 8)

- A Estructura de Nyprene (parte externa azul, parte interna negra)  
B Cierres de Velcro® (cinta anaranjada para identificar la parte superior, cinta azul en la parte proximal)  
C Cierres con enganche y regulación rápidos (hebillas de nylon con regulador integrado)  
D Anima flexible constituida por una línea de ergal templado  
E Bolsa de transporte en Ripstop
- #### 3.3 Modelos
- JM80003A Blue Splint pierna  
JM80004A Blue Splint brazo  
JM80005A Blue Splint antebrazo  
JM80006A Blue Splint muñeca  
JM80007A Blue Splint codo/tobillo  
JM80002A Blue Splint Kit 5 medidas con bolsa  
JM80030A Blue Splint Pro pierna  
JM80031A Blue Splint Pro brazo  
JM80032A Blue Splint Pro antebrazo